

A 846

Dysza iniekcyjna

z uchwytem, do czyszczenia butelek laboratoryjnych i kolb okrągłodennych.



- Na butelki laboratoryjne do 10 l i kolby okrągłe do 6 l
- Długość dyszy: 127 mm
Długość dyszy z uchwytem: 158 mm
- Ø dyszy: 10 mm
- Odpowiednia do modułu A 313 i A 612

EAN: 4002516071464 / Numer materiału: 11025590 / Stary numer materiału: 69684600D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, null, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Szary
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	158
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	145
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	265
Ciężar netto w kg	0,23
Ciężar brutto w kg	0,37