

A 847

Dysza iniekcyjna  
z uchwytem, do czyszczenia kolb Erlenmeyera.



- Do kolb Erlenmeyera do 5 l
- Długość dyszy 127 mm
- Ø dyszy: 10 mm, Ø nakładki: 142 mm
- Odpowiednia do modułu A 313 i A 612

EAN: 4002516071471 / Numer materiału: 11025600 / Stary numer materiału: 69684700D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Szary
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	249
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	35
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	305
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	200
Ciężar netto w kg	0,12
Ciężar brutto w kg	0,27