

A 848

Dysza iniekcyjna
z uchwytem, do czyszczenia kolb miarowych.



- Długość dyszy 350 mm
- Ø dyszy: 10 mm
 Ø uchwyty: 142 mm
- Odpowiednia do modułu A 313 i A 612

EAN: 4002516071488 / Numer materiału: 11025610 / Stary numer materiału: 69684800D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Szary
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	50
Ciężar netto w kg	0,30
Ciężar brutto w kg	0,53