

Miele Black Edition CAFÉ CREMA 4x250g
BIO Café Crema
Perfekcyjna do przyrządzenia kremowej kawy.

EAN: 4002516100287 / Numer materiału: 11029350 /
Stary numer materiału: 29992624EU2



- 100% Arabica – selekcyjnow. ręcznie i delikatnie palona dla Miele
- Lekki wyważony aromat z kwiatową owocowością
- Optymalnie dopasowana do ekspresów ciśnieniowych Miele
- Certyfikat Fairtrade i Bio
- 4 x 250 g całych ziaren kawy palonej w Niemczech