

A 838

Zestaw kluczy

Do ustawiania wysokości koszy i montażu/demontażu dysz iniekcyjnych.



- Zestaw składa się z kluczy torx i maszynowego płaskiego
- Pasuje do górnych koszy Miele i wózków załadowniczych

EAN: 4002516171720 / Numer materiału: 11054290 / Stary numer materiału: 69783800D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8505	•
Kategoria produktowa	
Pozostałe akcesoria	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Ciężar netto w kg	0,00
Ciężar brutto w kg	0,00