


A 312

Moduł

Do przygotowywania wiskozymetrów.



- Przeznaczone do maks. 8.0 wiskozymetrów
- Wyposażone w 8 dysz specjalnych A 867
- Odstęp dysz 118 mm w szerokości, 118 mm w głębokości

EAN: 4002516087397 / Numer materiału: 11054470 / Stary numer materiału: 69631200D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Moduł do wiskozymetrów	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne, Silikon
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Wiskozymetry [liczba]	8,0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	66
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	133
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	479
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	505
Ciężar netto w kg	1,58
Ciężar brutto w kg	2,33