


A 836

Zestaw dysz iniekcyjnych

Optymalne przygotowanie dentystycznych narzędzi z pustką.



- Do załadunku górnego kosza A 105/1
- Opakowanie zawiera 22 dysze iniekcyjne Dental A 833

EAN: 4002516204091 / Numer materiału: 11054660 / Stary numer materiału: 69783600D

Przynależność produktu	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Dysza iniekcyjna	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	170
Ciężar netto w kg	0,20
Ciężar brutto w kg	0,20