


A 836

Zestaw dysz iniekcyjnych

Optymalne przygotowanie dentystycznych narzędzi z pustką.



- Do załadunku kosza górnego A 105/1 lub modułu A 315/1
- Opakowanie zawiera 22 dysze iniekcyjne Dental A 833

EAN: 4002516204091 / Numer materiału: 11054660 /

Stary numer materiału: 69783600D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Urządzenie czyszczące, małe, dentystyczne	•
Termodezynfektory wielkocomorowe, stomatologia	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	170
Ciężar netto w kg	0,20
Ciężar brutto w kg	0,20