

A 315

Moduł

Do zwiększenia wydajności i przygotowywania instrumentów przelotowych.



- Wzrost wydajności iniektora z 22 na 44 sztuki
- Kompatybilność wstecz ze wszystkimi modelami A 151 na rynku
- Możliwość stos. adapterów i przyborów dent. i laryngologicznych

EAN: 4002516087861 / Numer materiału: 11055980 / Stary numer materiału: 69631500D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na narzędzia laryngologiczne	•
Wkład/moduł na narzędzia stomatologiczne	•
Inny wkład/inny moduł	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Możliwość założenia filtra centralnego	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Ładowność	
Narzędzia laryngologiczne [ilość]	22
Narzędzia transmisyjne [ilość]	22
Ssaki [ilość]	22
Narzędzia z pustką [ilość]	22
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	145
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	492
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	542
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	1,35
Ciężar brutto w kg	2,35
Dołączone opakowanie	
Zestaw kluczy A 838 [liczba]	1