

A 840

Dysza iniekcyjna

z uchwytami z tworzywa sztucznego, średnica dysz 6, długość 130 mm, 1 sztuka.



- nadaje się do wózków i koszy iniekcyjnych, możliwość przykręcenia
- Część składowa systemu EasyLoad
- Opakowanie zawiera 1 dyszę
- Idealne do ładunku o średnicy otworu 12–85 mm
- Średnica kapturka na górze: 11 mm

EAN: 4002516188742 / Numer materiału: 11056100 / Stary numer materiału: 69684000D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	130
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	92
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	86
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	110
Ciężar netto w kg	0,02
Ciężar brutto w kg	0,06