

A 842

Dysza iniekcyjna

z uchwytami z tworzywa sztucznego, średnica dysz 4, długość 90 mm, 1 sztuka



- nadaje się do wózków i koszy iniekcyjnych, możliwość przykręcenia
- Idealne do ładunku o średnicy otworu 10–70 mm
- Średnica kapturka na górze: 9 mm
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516188766 / Numer materiału: 11056330 / Stary numer materiału: 69684200D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	76
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	71
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	95
Ciężar netto w kg	0,01
Ciężar brutto w kg	0,04