

A 301/4

Moduł iniekcyjny

do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego – możliwe wyposażenie w 18 dysz.



- Do różnego rodzaju szkła lab., np. kolb Erlenmeyera, kolb okrągł.
- Moduł bez dysz iniekc. – Wyposażenie zależne od własnych potrzeb
- Dla maks. 18 dysz iniekcyjnych
- Część składowa systemu EasyLoad
- Odstęp dysz 78 mm na szerokość, 78 mm na głębokość
- Szczególnie odpowiednie do A 842 i A 843 (średnica dyszy 4 mm)

EAN: 4002516087649 / Numer materiału: 11056780 / Stary numer materiału: 69630104D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką	•
Wkład na różne butelki	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowość</b>	
Szkło z wąską szyjką [ilość]	18
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	72
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	173
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	479
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	205
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	487
Ciężar netto w kg	0,85
Ciężar brutto w kg	1,89