


A 302/2

Moduł

do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego – możliwe wyposażenie w 32 dysze.



- Do różnego rodzaju szkła lab., np. kolb Erlenmeyera, kolb okrągł.
- Moduł bez dysz iniekc. – Wyposażenie zależne od własnych potrzeb
- Dla maks. 32 dysz iniekcyjnych
- Część składowa systemu EasyLoad
- Odstęp dysz 60 mm w szerokości, 57 mm w głębokości
- Szczególnie nadaje się do A 844 i A 845 (średnica dyszy 2,5 mm)

EAN: 4002516087656 / Numer materiału: 11056790 / Stary numer materiału: 69630202D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką	•
Wkład na różne butelki	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Szkło z wąską szyjką [ilość]	32
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	72
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	479
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	1,09
Ciężar brutto w kg	2,16