

A 860

Kratka podtrzymująca
do modułu iniekcyjnego A 300/2 i A 300/3.



- Podział: 2 x 4 pola
- Możliwość zamontowania na module iniekcyjnym A 300/2 i A 300/3
- Do optymalnego umieszczenia szkła laboratoryjnego
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516087663 / Numer materiału: 11056800 / Stary numer materiału: 69686000D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład/inny moduł	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Ilość przegródek	8
Szerokość przegródek w mm	114
Długość przegródek w mm	114
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	30
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	35
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	400
Ciężar netto w kg	0,10
Ciężar brutto w kg	0,18