

A 861
Kratka podtrzymująca
do modułu iniekcyjnego A 301/4 i A 301/5



- Podział: 3 x 6 pól
- Możliwość zamontowania na module iniekcyjnym A 301/4 i A301/5
- Do optymalnego umieszczenia szkła laboratoryjnego
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516087670 / Numer materiału: 11056810 / Stary numer materiału: 69686100D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład/inny moduł	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Ilość przegródek	18
Szerokość przegródek w mm	74
Długość przegródek w mm	74
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	495
Ciężar netto w kg	0,10
Ciężar brutto w kg	1,87