

A 861

Kratka podtrzymująca  
do modułu iniekcyjnego A 301/4 i A 301/5.



- Podział: 3 x 6 pól
- Możliwość zamontowania na module iniekcyjnym A 301/4 i A301/5
- Do optymalnego umieszczenia szkła laboratoryjnego
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516087670 / Numer materiału: 11056810 /  
Stary numer materiału: 69686100D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Myjnie laboratoryjne	•
Zmywarki laboratoryjne SlimLine	•
Urządzenia czyszczące do przemysłowego czyszczenia części	•
Myjnie laboratoryjne SlimLine do przemysłowego czyszczenia części	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Inny wkład/inny moduł	•
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Ilość przegródek	18
Szerokość przegródek w mm	74
Długość przegródek w mm	74
Część składowa systemu EasyLoad	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	495
Ciężar netto w kg	0,10
Ciężar brutto w kg	1,88