

APLW 001

Wózek

do optymalnego umieszczenia szkła laboratoryjnego na najniższym poziomie.



- Maksymalna szerokość załadunku:
470 mm
- Maksymalna głębokość załadunku:
490 mm

EAN: 4002516115298 / Numer materiału: 11104480 / Stary numer materiału: 69300100D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na zlewki	•
Wózek do wkładów	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	582
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	190
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	4,20
Ciężar brutto w kg	5,90