

APLW 003

Wózek

do optymalnego umieszczania dużych rozmiarów szkła laboratoryjnego, do 20 l.



Image
in progress

- Wyposażone w 4 dysze
- Do umieszczania maks. 2 butelek o Ø maks. 280 mm
- Do umieszczania maks. 2 butelek o śr. maks. 190 mm

EAN: 4002516115410 / Numer materiału: 11104500 / Stary numer materiału: 69300300D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Kosz iniekcyjny	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Butelki [ilość]	2
Kolby Erlenmeyera [ilość]	2
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	400
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	582
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	580
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	5,08
Ciężar brutto w kg	7,63