

APLW 004

Wózek

do optymalnego umieszczania dużych rozmiarów szkła laboratoryjnego, do 50 l.



- Wyposażone w 1 dyszę

EAN: 4002516115427 / Numer materiału: 11104510 / Stary numer materiału: 69300400D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Kosz iniekcyjny	•
Moduł na szkło laboratoryjne o dużej objętości	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Butelki [ilość]	1
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	588
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	582
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	760
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	625
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	715
Ciężar netto w kg	4,68
Ciężar brutto w kg	9,83