

APLW 005

Wózek

do optymalnego umieszczenia do 56 pipet.



- do optymalnego umieszczenia do 56 pipet po przekątnej

EAN: 4002516115434 / Numer materiału: 11104520 / Stary numer materiału: 69300500D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek do pipet	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
<b>Ładowność</b>	
Pipety [ilość]	56
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	308
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	582
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	6,40
Ciężar brutto w kg	9,20