


APLW 006

Wózek

do optymalnego umieszczenia do 121 pipet.



- do umieszczania do 121 pipet pionowo

EAN: 4002516115441 / Numer materiału: 11104530 / Stary numer materiału: 69300600D

Przynależność produktu	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Wózek do pipet	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Zdolności produkcyjne	
Pipety [ilość]	121
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	575
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	4,94
Ciężar brutto w kg	7,38