

APLW 007

Wózek

do optymalnego umieszczania 2 kaset na pipety.



- Dla dolnego poziomu
- Maksymalna długość pipety: 520 mm

EAN: 4002516115458 / Numer materiału: 11104540 / Stary numer materiału: 69300700D

Przynależność produktu	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Wózek do pipet	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	580
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	420
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	580
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	7,18
Ciężar brutto w kg	9,98