


APLW 008

Wózek

do optymalnego umieszczenia 3 kaset na pipety.



- Dla dolnego poziomu
- Wymiary kasety na pipety: szer. 84 x wys. 384 x gł. 84 mm

EAN: 4002516115465 / Numer materiału: 11104550 / Stary numer materiału: 69300800D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek do pipet	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	456
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	179
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	366
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	7,64
Ciężar brutto w kg	9,64