

APLW 009

Wózek

do optymalnego umieszczania 2 kaset na pipety.



Image
in progress

- Dla dolnego poziomu
- Maksymalna długość pipety: 290 mm

EAN: 4002516115472 / Numer materiału: 11104560 / Stary numer materiału: 69300900D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do pipet	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	166
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	245
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	66
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	6,22
Ciężar brutto w kg	8,55