

APLW 011

Kosz górny

z 110 niezajętymi miejscami na iniektory dla dysz Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na górnych poziomach

EAN: 4002516115496 / Numer materiału: 11104580 / Stary numer materiału: 69301100D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowność</b>	
Fiolki [ilość]	110
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	110
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	532
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	5,20
Ciężar brutto w kg	7,80