

APLW 013/1

Kosz górny

zajęte 42 dyszami iniekcyjnymi APLW 051



Image
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na górnych poziomach

EAN: 4002516115526 / Numer materiału: 11104610 / Stary numer materiału: 69301301D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	42
Butelki [ilość]	42
Kolby Erlenmeyera [ilość]	42
Kolby okrągłe [ilość]	42
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	534
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	569
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	5,88
Ciężar brutto w kg	8,28
Dołączone opakowanie	
APLW 051 dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 110 mm [ilość]	42