

APLW 014/1

Kosz górny

Zajęte 20 dyszami iniekcyjnymi APLW 055



**Image**  
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na górnych poziomach

EAN: 4002516115557 / Numer materiału: 11104640 / Stary numer materiału: 69301401D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	20
Butelki [ilość]	20
Kolby Erlenmeyera [ilość]	20
Kolby okrągłe [ilość]	20
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	4,22
Ciężar brutto w kg	8,45
Dołączone opakowanie	
APLW 055 dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 175 mm [ilość]	20