

APLW 015  
Kosz górny  
z 16 niezajętymi miejscami na iniektory.



**Image**  
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na górnych poziomach

EAN: 4002516115571 / Numer materiału: 11104650 / Stary numer materiału: 69301500D

<b>Przynależność produktu</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Zdolności produkcyjne</b>	
Szko z wąską szyjką [ilość]	16
Butelki [ilość]	16
Kolby Erlenmeyera [ilość]	16
Kolby okrągłe [ilość]	16
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	532
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	340
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	600
Ciężar netto w kg	4,00
Ciężar brutto w kg	6,60