

APLW 016
Kosz górny
z 27 niezajętymi miejscami na iniektory.



- Odpowiednie tylko do stosowania na górnych poziomach

EAN: 4002516115588 / Numer materiału: 11104660 / Stary numer materiału: 69301600D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	27
Butelki [ilość]	27
Kolby Erlenmeyera [ilość]	27
Kolby okrągłe [ilość]	27
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	260
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	340
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	555
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	4,40
Ciężar brutto w kg	6,62