

APLW 017
Kosz górny
z 121 niezajętymi miejscami na iniektory.



- Odpowiednie tylko do stosowania na górnych poziomach
- Objętość użyteczna 200 x 490 mm

EAN: 4002516115595 / Numer materiału: 11104670 / Stary numer materiału: 69301700D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Probówki [ilość]	121
Fiolki [ilość]	121
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	532
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	4,20
Ciężar brutto w kg	7,00