

APLW 018

Kosz górny

z 121 + 24niezajętymi miejscami na iniektory.



Image
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na górnych poziomach

EAN: 4002516115601 / Numer materiału: 11104680 / Stary numer materiału: 69301800D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Probówki [ilość]	121
Fiolki [ilość]	121
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	24
Butelki [ilość]	24
Kolby Erlenmeyera [ilość]	24
Kolby okrągłe [ilość]	24
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	162
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	534
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	569
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	5,33
Ciężar brutto w kg	7,76