


APLW 018/1

Kosz górny

Zajęte 121 dyszami iniekcyjnymi APLW 048 i 24 dyszami iniekcyjnymi APLW 051.

EAN: 4002516115717 / Numer materiału: 11104690 / Stary numer materiału: 69301801D



- Odpowiednie tylko do stosowania na górnych poziomach

<b>Przynależność produktu</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Zdolności produkcyjne</b>	
Probówki [ilość]	121
Fiolki [ilość]	121
Szkło z wąską szyjką [ilość]	24
Butelki [ilość]	24
Kolby Erlenmeyera [ilość]	24
Kolby okrągłe [ilość]	24
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	6,92
Ciężar brutto w kg	11,42
<b>Dołączone opakowanie</b>	
APLW 051 dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 110 mm [ilość]	32
APLW 048 dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 80 mm [ilość]	121