


APLW 019/1

Kosz górny

zajęte 121 dyszami iniekcyjnymi APLW 047.



- Odpowiednie tylko do stosowania na górnych poziomach

EAN: 4002516115731 / Numer materiału: 11104710 / Stary numer materiału: 69301901D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Probówki [ilość]	121
Fiolki [ilość]	121
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	6,64
Ciężar brutto w kg	9,06
Dołączone opakowanie	
APLW 047 dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 50 mm [ilość]	121