


APLW 019/1

Kosz górny

zajęte 121 dyszami iniekcyjnymi APLW 047.



- Odpowiednie tylko do stosowania na górnych poziomach

EAN: 4002516115731 / Numer materiału: 11104710 / Stary numer materiału: 69301901D

| | |
|---|------------------------------------|
| Przynależność produktu | |
| Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Kategoria produktowa | |
| Kosz iniekcyjny | • |
| Kosz górny | • |
| Właściwości produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Niebieski, Stal szlachetna, Biały |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Zdolności produkcyjne | |
| Probówki [ilość] | 121 |
| Fiolki [ilość] | 121 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 200 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 535 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 570 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 355 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 565 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 615 |
| Ciężar netto w kg | 6,64 |
| Ciężar brutto w kg | 9,06 |
| Dołączone opakowanie | |
| APLW 047 dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 50 mm [ilość] | 121 |