

APLW 020

Kosz dolny

z 121 niezajętymi miejscami na iniektory dla dysz Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115748 / Numer materiału: 11104720 / Stary numer materiału: 69302000D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Probówki [ilość]	121
Fiolki [ilość]	121
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	580
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	534
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	534
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	562
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	675
Ciężar netto w kg	6,20
Ciężar brutto w kg	8,64