

APLW 020/1

Kosz dolny

zajęte 121 dyszami iniekcyjnymi APLW 047.



Image
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115755 / Numer materiału: 11104730 / Stary numer materiału: 69302001D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Czarny, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Probówki [ilość]	121
Fiolki [ilość]	121
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	575
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	562
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	675
Ciężar netto w kg	8,64
Ciężar brutto w kg	11,26
Dołączone opakowanie	
APLW 047 dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 50 mm [ilość]	121