

APLW 022

Kosz dolny

z 70 niezajętymi miejscami na iniektory dla dysz Ø 2,5 mm.

Miele

**Image
in progress**

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115779 / Numer materiału: 11104750 / Stary numer materiału: 69302200D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	70
Butelki [ilość]	70
Kolby Erlenmeyera [ilość]	70
Kolby okrągłe [ilość]	70
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	580
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	515
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	534
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	562
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	5,83
Ciężar brutto w kg	8,27