

APLW 023

Kosz dolny

z 56 niezajętymi miejscami na iniektory dla dysz Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115786 / Numer materiału: 11104760 / Stary numer materiału: 69302300D

<b>Przynależność produktu</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Zdolności produkcyjne</b>	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	56
Butelki [ilość]	56
Kolby Erlenmeyera [ilość]	56
Kolby okrągłe [ilość]	56
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	575
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	504
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	562
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	5,48
Ciężar brutto w kg	7,91