

APLW 024

Kosz dolny

z 42 niezajętymi miejscami na iniektory dla dysz.



**Image**  
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115793 / Numer materiału: 11104770 / Stary numer materiału: 69302400D

<b>Przynależność produktu</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Zdolności produkcyjne</b>	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	42
Butelki [ilość]	42
Kolby Erlenmeyera [ilość]	42
Kolby okrągłe [ilość]	42
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	21
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	22
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	352
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	562
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	5,22
Ciężar brutto w kg	7,66