

APLW 024/1

Kosz dolny

zajęte 42 dyszami iniekcyjnymi APLW 052.



**Image**  
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115809 / Numer materiału: 11104780 / Stary numer materiału: 69302401D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Czarny, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowność</b>	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	42
Butelki [ilość]	42
Kolby Erlenmeyera [ilość]	42
Kolby okrągłe [ilość]	42
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	575
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	352
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	562
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	5,22
Ciężar brutto w kg	8,83
<b>Dołączone opakowanie</b>	
APLW 052 dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 175 mm [ilość]	42