

APLW 024/2

Kosz dolny

Zajęte 32 dyszami iniekcyjnymi APLW 051 i 10 dyszami iniekcyjnymi APLW 055.



Image
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115816 / Numer materiału: 11104790 / Stary numer materiału: 69302402D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Czarny, Białe
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Szko z wąską szyjką [ilość]	42
Butelki [ilość]	42
Kolby Erlenmeyera [ilość]	42
Kolby okrągłe [ilość]	42
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	575
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	352
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	562
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	5,97
Ciężar brutto w kg	10,48
Dołączone opakowanie	
APLW 051 dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 110 mm [ilość]	32
APLW 055 dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 175 mm [ilość]	10