

APLW 024/3

Kosz dolny

zajęte 30 dyszami iniekcyjnymi APLW 066 i 12 dyszami iniekcyjnymi APLW 067.



Image
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115823 / Numer materiału: 11104800 / Stary numer materiału: 69302403D

| Przynależność produktowa | |
|---|---|
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Kosz iniekcyjny | • |
| Kosz dolny | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Niebieski, Stal szlachetna, Czarny, Białe |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Ładowność | |
| Szko z wąską szyjką [ilość] | 42 |
| Butelki [ilość] | 42 |
| Kolby Erlenmeyera [ilość] | 42 |
| Kolby okrągłe [ilość] | 42 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 220 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 535 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 575 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 352 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 562 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 615 |
| Ciężar netto w kg | 5,22 |
| Ciężar brutto w kg | 13,87 |
| Dołączone opakowanie | |
| APLW 066 dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 175 mm [ilość] | 30 |
| APLW 067 dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 225 mm [ilość] | 12 |