

APLW 025

Kosz dolny

z 24 niezajętymi miejscami na iniektory dla dysz.

**Miele**

**Image  
in progress**

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie
- Objętość użyteczna 230 x 490 mm

EAN: 4002516115830 / Numer materiału: 11104810 / Stary numer materiału: 69302500D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowność</b>	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	24
Butelki [ilość]	24
Kolby Erlenmeyera [ilość]	24
Kolby okrągłe [ilość]	24
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	136
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	582
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	360
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	600
Ciężar netto w kg	4,40
Ciężar brutto w kg	7,40