

APLW 025/1

Kosz dolny

zajęte 12 dyszami iniekcyjnymi APLW 056 i 12 dyszami iniekcyjnymi APLW 052.



**Image**  
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie
- Objętość użyteczna 230 x 490 mm

EAN: 4002516115847 / Numer materiału: 11104820 / Stary numer materiału: 69302501D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Czarny, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowność</b>	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	24
Butelki [ilość]	24
Kolby Erlenmeyera [ilość]	24
Kolby okrągłe [ilość]	24
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	5,25
Ciężar brutto w kg	8,39
<b>Dołączone opakowanie</b>	
APLW 052 dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 175 mm [ilość]	12
APLW 056 dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 225 mm [ilość]	12