

APLW 026

Kosz dolny

z 20 niezajętymi miejscami na iniektory dla dysz.



Image
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115854 / Numer materiału: 11104830 / Stary numer materiału: 69302600D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	20
Butelki [ilość]	20
Kolby Erlenmeyera [ilość]	20
Kolby okrągłe [ilość]	20
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	536
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	516
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	340
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	555
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	4,92
Ciężar brutto w kg	7,40