


APLW 026/1

Kosz dolny

zajęte 20 dyszami iniekcyjnymi APLW 056.



- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115861 / Numer materiału: 11104840 / Stary numer materiału: 69302601D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Czarny, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	20
Butelki [ilość]	20
Kolby Erlenmeyera [ilość]	20
Kolby okrągłe [ilość]	20
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	340
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	555
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	4,92
Ciężar brutto w kg	9,20
Dołączone opakowanie	
APLW 056 dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 225 mm [ilość]	20