

APLW 030

Kosz dolny

z 12 niezajętymi miejscami na iniektory dla dysz.



**Image**  
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie
- Objętość użyteczna 220 x 490 mm

EAN: 4002516115908 / Numer materiału: 11104880 / Stary numer materiału: 69303000D

<b>Przynależność produktu</b>	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Zdolności produkcyjne</b>	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	12
Butelki [ilość]	12
Kolby Erlenmeyera [ilość]	12
Kolby okrągłe [ilość]	12
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	424
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	582
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	4,32
Ciężar brutto w kg	6,72