

APLW 031

Kosz dolny

z 9 niezajętymi miejscami na iniektory dla dysz.



Image
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115922 / Numer materiału: 11104900 / Stary numer materiału: 69303100D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	9
Butelki [ilość]	9
Kolby Erlenmeyera [ilość]	9
Kolby okrągłe [ilość]	9
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	137
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	582
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	615
Ciężar netto w kg	4,52
Ciężar brutto w kg	6,95