

APLW 032

Kosz dolny

z 121 + 24 niezajętymi miejscami na iniektory dla dysz.



**Image**  
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115939 / Numer materiału: 11104910 / Stary numer materiału: 69303200D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowność</b>	
Probówki [ilość]	121
Fiolki [ilość]	121
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	24
Butelki [ilość]	24
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	536
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	5,99
Ciężar brutto w kg	8,31