

APLW 032/1

Kosz dolny

zajęte 121 dyszami iniekcyjnymi APLW 048 i 24 dyszami iniekcyjnymi APLW 056.



**Image**  
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115946 / Numer materiału: 11104920 / Stary numer materiału: 69303201D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Czarny, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowność</b>	
Probówki [ilość]	121
Fiolki [ilość]	121
Szkło z wąską szyjką [ilość]	24
Butelki [ilość]	24
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	575
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	5,99
Ciężar brutto w kg	13,98
<b>Dołączone opakowanie</b>	
APLW 048 dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 80 mm [ilość]	121
APLW 056 dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 225 mm [ilość]	24